



KINTEK SOLUTION

Labor-Gefriertrocknungsanlage Und Gefrierschrank Katalog

Contact us for more catalogs of **Probenvorbereitung**, **Thermische Ausrüstung**, **Verbrauchsmaterialien und Materialien für das Labor**, **Biochemische Ausrüstung**, **Low Temperature Freezer**, usw

KINTEK SOLUTION

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

KinTek Group Limited ist eine technologieorientierte Organisation. Die Teammitglieder widmen sich der Erforschung der effizientesten und zuverlässigsten Technologie und Innovationen in der wissenschaftlichen Forschungsausrüstung, in Bereichen wie biochemischen Reaktionen, Erforschung neuer Materialien, Wärmebehandlung, Vakuumherzeugung, Kühlung sowie in der Pharmaindustrie und Ausrüstung zur Erdölförderung.



Hochleistungs-Labor-Gefriertrocknungsanlage

Artikelnummer: KTFD-10P



Einführung

Hochmoderner Laborgefriertrockner für die Gefriertrocknung, der biologische und chemische Proben effizient konserviert. Ideal für Biopharma, Lebensmittel und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Temperatur der Kühlfalle	$\leq -60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Endvakuum	$< 10\text{ Pa}$
Genauigkeit der Vakuumanzeige	0,01 Pa
Gefriertrocknungsfläche (Regale)	0.12 - 0.18 m ²
Materialbeladung (auf Einlegeböden)	1200 - 1800 ml
Wasser-Aufnahmekapazität	3 kg / 24h
Spezifikationen der Materialwanne (Φ×H)	200 × 20 mm
Anzahl der Materialschalenschichten	Standard 4 Schichten, optional 6 Schichten
Externe Kolbenkapazität (Verteiler)	8 Kolben
Optionen für Kolbenformen	Auberginenförmig oder zylindrisch
Gesamtabmessungen (B×T×H)	580 × 550 × 820 mm (Tischgerät mit Trockenkammer und Verteiler)
Abmessungen der Kühlfalle (Φ×H)	Φ 215 × 193,5 mm
Ausführung	Tischgerät, Verteiler Allgemeiner Typ Gefriertrocknungsanlage

Labor-Gefriertrocknungsanlage Für Den Laborgebrauch (Benchtop)

Artikelnummer: KTFD-10PT



Einführung

Hochwertiger Labor-Gefriertrockner für die Gefriertrocknung, zur Konservierung von Proben bei $\leq -60^{\circ}\text{C}$. Ideal für Pharmazeutika und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Temperatur der Kühlfalle	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Endvakuum	$< 10\text{ Pa}$
Genauigkeit der Vakuumanzeige	0,01 Pa
Gefriertrocknungsfläche	0.09 m ²
Fassungsvermögen des Materials	900 ml
Wasserauffangkapazität	3 kg / 24h
Spezifikationen des Materialbehälters	200 × 20 mm ($\Phi \times h$)
Anzahl der Materialschalenschichten	3
Externe Hängegefäße	8 Positionen
Art der Gefriertrocknungskolben	Glockenförmig oder zylindrisch
Außenabmessungen (B×T×H)	580 × 550 × 375 / 880 mm (Hauptgerät / mit Verteiler und Kammer)
Abmessungen der Kühlfalle	$\Phi 215 \times 193,5\text{ mm}$ ($\Phi \times h$)
Ausführung Typ	Verteilerkappe, Tischausführung

Labor-Vakuumgefriertrockner Für Den Tischbetrieb

Artikelnummer: KTFD-10S



Einführung

Laborgefrierdrockner für die effiziente Gefrierdrocknung von biologischen, pharmazeutischen und Lebensmittelproben. Mit intuitivem Touchscreen, Hochleistungskühlung und robustem Design. Bewahren Sie die Integrität Ihrer Proben - jetzt beraten lassen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Temperatur der Kühlfalle	$\leq -60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Endvakuum	$< 10\text{ Pa}$
Genauigkeit der Vakuumanzeige	0,01 Pa
Gefrierdrocknungsfläche	0.12 - 0.18 m ²
Fassungsvermögen des Materials	1200 - 1800 ml
Wasserauffangkapazität	3kg / 24h
Abmessungen des Materialbehälters	Φ 200 x 20 mm (Durchmesser x Höhe)
Anzahl der Materialschalen	Standard 4 Lagen, optional 6 Lagen
Außenabmessungen (B*T*H)	580 x 550 x 375/820 mm
Abmessungen der Kühlfalle	Φ 215 x 193,5 mm (Durchmesser x Höhe)
Aufbau	Tischgerät, kompakter Aufbau

Hochleistungs-Labor-Gefriertrocknungsanlage Für Forschung Und Entwicklung

Artikelnummer: KTFD-10T



Einführung

Hochentwickelter Laborgefriertrockner für die Gefriertrocknung, der empfindliche Proben mit Präzision konserviert. Ideal für Biopharmazie, Forschung und Lebensmittelindustrie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Temperatur der Kühlfalle	$\leq -60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Endvakuum	$< 10\text{ Pa}$
Präzision der Vakuumanzeige	0,01Pa
Gefriertrocknungsfläche	0.09 m ²
Material-Kapazität	900 ml
Wasseraufnahmekapazität	3kg / 24h
Spezifikationen des Materialbehälters	$\Phi 200 \times 20\text{ mm}$ (Durchmesser $\times$ Höhe)
Anzahl der Materialschalen	3 Schichten
Gesamtabmessungen (B $\times$ T $\times$ H)	580 $\times$ 550 $\times$ 880 mm (mit Standard-Trockenkammer)
Abmessungen der Kühlfalle ($\Phi \times$ H)	$\Phi 215 \times 193,5\text{ mm}$
Ausführung	Benchtop-Ausführung

28L Compact Upright Ultra Low Temperature Gefrierschrank Für Labor

Artikelnummer: KTFDV-28



Einführung

Ultra-Tiefkühlschrank (-86°C) für Labore, 28 Liter Fassungsvermögen, präzise digitale Steuerung, energieeffizientes Design, ideal für die Lagerung biologischer Proben.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-28
Typ	Stehend
Fassungsvermögen	28L
Interner Temperaturbereich	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Ton- und Lichtalarm
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	400W
Stromverbrauch	5,50 kWh/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittel
Kältesystem	Ein-Kompressor-System
Temperaturregelung	Elektronische Temperaturregelung
Temperatur-Anzeige	Digitale Datenanzeige
Fühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter Standard-Lüfter
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Innere Auskleidung	304-Edelstahl
Einlegeböden/Innentür	1 Fachboden / 1 Innentür, Edelstahl 304
Dicke der Isolierung	100mm
Druckausgleichsanschluss	1 (18mm Durchmesser)
Rollen	4
Netto-/Bruttogewicht	71/90 kg
Außenabmessungen (B D H)	505mm * 520mm * 1165mm

Merkmal	Spezifikation
Innenabmessungen (B D H)	270mm * 265mm * 400mm
Abmessungen der Verpackung (B D H)	Sperrholz: 535 575 1290mm / Wabenkarton: 595 640 1335mm
Containerladung (20'GP)	30 Einheiten

58-Liter-Präzisionslabor-Ultraniedrigtemperatur-Tiefkühlschrank Für Die Lagerung Kritischer Proben

Artikelnummer: KTFDV-58X



Einführung

Ultraniedrigtemperatur-Gefrierschrank für Labore, zuverlässige Lagerung bei -86 °C, Innenraum aus Edelstahl, energieeffizient. Sichern Sie Ihre Proben jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-58X
Fassungsvermögen	58L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Akustisch (Summer) & Optisch (Licht)
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistungsaufnahme	6,2 kW.h/24h
Schutzklasse	I/B
Kältemittel Typ	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittelgemisch
Verdichter	Importierter Hochleistungskompressor
Kältesystem	Auto-Kaskaden-System mit einem Verdichter
Temperatur-Regelung	Elektronische Mikrocomputersteuerung
Temperatur-Anzeige	LED-Digitalanzeige
Temperaturfühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hochwertiger, geräuscharmer Lüfter (z. B. Typ EBM)
Äußeres Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Inneres Material	304-Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	1 Regalboden / 1 Innentür, 304 Edelstahl
Dicke der Isolierung	120 mm
Druckausgleichsöffnung	1 (ca. Ø18mm)
Rollen	4
Nettogewicht/Bruttogewicht	78/98kg
Außenabmessungen (BxTxH)	600 x 665 x 1150 mm
Innenabmessungen (BxTxH)	364 x 405 x 410 mm
Verpackungsmaße (BxTxH)	Sperrholz: 670x760x1290mm / Wabenkarton: 705x785x1320mm

Merkmal	Spezifikation
Verpackungsmenge (20'GP)	24 Stück

108L Vertikaler Ultra-Niedrig-Temperatur Ult-Gefrierschrank

Artikelnummer: KTFDV-108



Einführung

Ultra-Tiefkühltruhe für Labore: Lagerung bei -86°C, präzise Steuerung, umweltfreundlich, Innenraum aus Edelstahl. Sichern Sie Ihre Proben jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-108
Fassungsvermögen	108L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Temperatur-Steuerung	Elektronische Mikrocomputersteuerung, Digitalanzeige
Temperaturfühler	PTC
Alarmanlage	Akustische und optische Alarme
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistungsaufnahme	480W
Stromverbrauch	6,5 kWh/24h
Schutzgrad	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittelgemisch
Kältesystem	Auto-Kaskaden-System mit einem Verdichter
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter, geräuscharmer Ventilator
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Inneres Gehäuse	304-Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	1 Regalboden, 2 Innentüren (304 Edelstahl)
Dicke der Isolierung	120 mm
Druckausgleichsöffnung	1 (Durchmesser 18mm)
Rollen	4
Netto-/Bruttogewicht	107/133 kg
Außenabmessungen (B*T*H)	700*730*1260 mm
Innenabmessungen (B*T*H)	460*460*510 mm

Vertikaler Präzisions-Ultra-Tiefkühlschrank 158L Für Laboranwendungen

Artikelnummer: KTFDV-158



Einführung

Zuverlässiger 158-Liter-ULT-Gefrierschrank für Labore, hält -86°C, energieeffizient, mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen. Ideal für die Lagerung empfindlicher Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Modell	KTFDV-158
Typ	Vertikal
Fassungsvermögen	158L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C, einstellbar
Alarm	Akustischer und optischer Alarm
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	500W
Leistungsaufnahme	7,1 kW.h/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies umweltfreundliches Kältemittel
Verdichter	Hocheffizient
Kältesystem	Einstufiges Kompressionskältesystem
Temperaturregelung	Elektronische Temperaturregelung
Temperatur-Anzeige	Digitale Anzeige
Fühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	EBM
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Inneres Gehäuse	304 Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	2 Einlegeböden / 3 Innentüren, 304er Edelstahl
Dicke der Isolierung	120 mm
Druckausgleichsöffnung	1 (Durchmesser 18 mm)
Rollen	4
Nettogewicht / Bruttogewicht	123 / 150kg

Parameter	Wert
Außenabmessungen (B D H)	700 700 1580mm
Innere Abmessungen (B D H)	460 455 800mm
Verpackungsmaße (B D H)	Sperrholzkiste: 760 790 1720mm / Hartpappkarton: 790 820 1750mm (ca.)
Beladungsmenge	21 Stück/20'GP

208L Hochentwickelter Präzisionslabor-Ultra-Niedrigtemperatur-Gefrierschrank Für Die Kühlung

Artikelnummer: KTFDV-208



Einführung

Ultra-Niedrigtemperatur-Gefrierschrank für Labore: Lagerung bei -86 °C, energieeffiziente, zuverlässige Probenkonservierung. Ideal für Forschung und Biotechnologie.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-208
Fassungsvermögen	208L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Akustischer und optischer Alarm
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistungsaufnahme	550W
Stromverbrauch	7,9 kWh/24h
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Gemisch
Kältesystem	Direktkühlung mit einem Kompressor
Temperaturregelung	Elektronische Mikrocomputer-Steuerung
Temperatur-Anzeige	Digitale Anzeige
Temperaturfühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter, geräuscharmer Lüfter
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innere Auskleidung	304-Edelstahl
Einlegeböden / Innentüren	2 Einlegeböden / 3 Innentüren, 304er Edelstahl
Dicke der Isolierung	120 mm
Zugangsöffnung	1 (Φ18mm)
Rollen	4
Netto-/Bruttogewicht	142 / 172kg
Externe Abmessungen	810mm (B) x 730mm (T) x 1800mm (H)
Innere Abmessungen	570 mm (B) x 485 mm (T) x 800 mm (H)
Verpackungsabmessungen	Sperrholzkiste: 815 885 1745mm / Wellpappe: 850*1770mm

Merkmal	Spezifikation
Beladung Menge	18 Stück/20'GP

308L Präzisions-Ultraniedrigtemperatur-Gefriergerät Für Laboranwendungen

Artikelnummer: KTFDV-308



Einführung

Ultratiefkühlgerät für Labore: Lagerung bei -86 °C, präzise Steuerung, energieeffiziente, sichere Probenkonservierung. Zuverlässig und langlebig.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell-Referenz	KTFDV-308
Typ	Stehend
Fassungsvermögen	308L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C, einstellbar
Alarm	Ton- und Lichtalarm
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	580W
Stromverbrauch	9,80 kWh/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittel
Kältesystem	Ein-Kompressor-Kältesystem
Temperaturregelung	Elektronische Temperaturregelung
Temperatur-Anzeige	Digitale Anzeige
Fühler	PTC
Kühlgebläse Typ	Hochwertiger, geräuscharmer Lüfter
Äußeres Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Material der Innenauskleidung	304 Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	3 Einlegeböden / 4 Innentüren, 304er Edelstahl
Dicke der Isolierung	120 mm
Ausgleichsöffnung	1 (Durchmesser 18 mm)
Rollen	4
Nettogewicht/Bruttogewicht	160/195 kg
Außenabmessungen (B D H)	860 850 1740 mm

Merkmal	Spezifikation
Innenabmessungen (B D H)	610 590 950 mm
Abmessungen der Verpackung (B D H)	960 970 1910 mm
Beladung Menge	14 Stück/20'GP Container
Umgebungs-Temperatur	10°C ~ 30°C
Spannungsbereich	187V ~ 242V AC

408L Fortschrittlicher Vertikaler Labor-Ultraniedrigtemperatur-Gefrierschrank Für Die Konservierung Von Kritischem Forschungsmaterial

Artikelnummer: KTFDV-408



Einführung

Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgerät für Labore: präzise Steuerung von -86 °C, energieeffiziente, sichere Probenlagerung. Ideal für Forschung und Biotechnologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Modell	KTFDV-408
Typ	Vertikal
Fassungsvermögen	408L
Interner Temperaturbereich	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Akustische und optische Alarmer
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	900W
Stromverbrauch	13,2 kWh/24h
Schutzgrad	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittel (auf HC-Basis)
Verdichter	Hocheffiziente Kompressoren (2 Einheiten)
Kältesystem	Optimiertes Kaskaden-Kältesystem
Temperaturregelung	Elektronische Mikroprozessorsteuerung
Temperatur-Anzeige	Digitale Anzeige
Temperaturfühler Fühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter Lüfter
Material des Außengehäuses	Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Material der Innenauskleidung	304 Edelstahl
Einlegeböden / Innentüren	3 Einlegeböden / 4 Innentüren (304-Edelstahl)
Dicke der Isolierung	120mm
Druckausgleichsöffnung	1 (Φ18mm)
Rollen	4

Parameter	Spezifikation
Nettogewicht / Bruttogewicht	188kg / 238kg
Außenabmessungen (B D H)	850mm * 900mm * 1780mm
Innenabmessungen (B D H)	610 mm * 615 mm * 1120 mm
Verpackung Abmessungen (B D H)	980mm * 980mm * 1930mm
Ladungsmenge (20'GP)	12 Einheiten

508L Advanced Vertical Ultra Low Temperature Freezer Für Kritische Laborlagerung

Artikelnummer: KTFDV-508



Einführung

Vertikaler ULT-Gefrierschrank mit 508 l Fassungsvermögen, präziser -86°C-Regelung, Innenraum aus Edelstahl und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen für die Lagerung von Laborproben.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell Typ	Vertikaler Gefrierschrank
Fassungsvermögen	508L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Temperatur-Anzeige	Digitale LED-Anzeige
Auflösung der Temperatur	0.1°C
Alarmanlage	Akustische und optische Alarme (hohe/niedrige Temperatur, Sensorfehler)
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	1050W
Stromverbrauch	13,5 kWh/24h
Schutzklasse	I
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfrei, umweltschonend
Verdichter-System	Hocheffizientes Einzelkompressor-System
Abtau-Methode	Manuell (unterstützt durch elektronische Temperaturregelung)
Temperaturfühler	PT1000
Verflüssiger-Lüfter	Hochwertiger, geräuscharmer Lüfter
Material des Gehäuses	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Material der Innenauskleidung	304 Edelstahl
Einlegeböden	3 (verstellbar, 304 Edelstahl)
Innere Türen	4 (304er Edelstahl)
Dicke der Isolierung	150 mm
Prüföffnung	1 (Φ18mm)
Rollen	4 Heavy-Duty-Rollen
Nettogewicht / Bruttogewicht	225kg / 275kg

Merkmal	Spezifikation
Außenabmessungen (BxTxH)	850mm x 1030mm x 1880mm
Innenabmessungen (BxTxH)	610mm x 715mm x 1200mm
Abmessungen der Verpackung (BxTxH)	980 mm x 1080 mm x 2010 mm
Umgebungs-Temperaturbereich	10°C bis 30°C
Spannungsbereich	187V - 242VAC

608L Essential Laboratory Ultra Low Temperature Freezer Für Die Konservierung Kritischer Proben

Artikelnummer: KTFDV-608



Einführung

Ultratiefkühlschrank mit 608 l Fassungsvermögen und präziser -86 °C-Kontrolle, ideal für Labore zur sicheren Lagerung biologischer Proben.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-608
Fassungsvermögen	608L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Akustische und optische Alarmer
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	1000W
Stromverbrauch	13,8 kWh/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	FCKW-freies, umweltfreundliches Kältemittel
Verdichter-System	Unabhängiges Doppelkompressor-Kältesystem
Temperaturregelung	Elektronische Mikrocomputer-Temperaturregelung
Temperatur-Anzeige	Digitale Anzeige
Fühler Typ	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter Lüfter
Äußeres Gehäuse	Gespritztes kaltgewalztes Stahlblech
Innere Auskleidung	304-Edelstahl
Einlegeböden / Innentüren	3 Einlegeböden / 4 Innentüren, 304er Edelstahl
Dicke der Isolierung	120 mm
Zugangsöffnung (Prüfloch)	1 (ø18mm)
Rollen	4
Nettogewicht / Bruttogewicht	245 kg / 288 kg
Außenabmessungen (B D H)	990 * 1030 * 1860 mm
Innenabmessungen (B D H)	750 * 715 * 1200 mm

Merkmal	Spezifikation
Verpackungsmaße (B D H)	1120 * 1080 * 2010 mm
Container Beladung	10 Stück / 20'GP

708L Ultratiefkühlgerät Hochleistungstiefkühlgerät Für Das Labor

Artikelnummer: KTFDV-708



Einführung

708L-Ultra-Tiefkühltruhe für Labore, Präzisionskühlung bei -86°C, Innenraum aus Edelstahl. Ideal für die Lagerung von Proben in Forschung und Biotechnologie.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Typ	Aufrecht
Fassungsvermögen	708L
Interner Temperaturbereich	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Akustische und optische Alarmer
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	1000W
Stromverbrauch	15,2 kWh/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittelgemisch
Verdichter	Importierte Hochleistungskompressoren
Kältesystem	Unabhängiges Doppelkompressor-Kältesystem
Temperaturregelung	Mikrocomputer-Digitalsteuerung
Temperatur-Anzeige	LED-Digitalanzeige
Sensor-Fühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter, geräuscharmer Lüfter
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Innenauskleidung	304-Edelstahl
Einlegeböden / Innentüren	3 Einlegeböden / 4 Innentüren
Dicke der Isolierung	120mm
Druckausgleichsöffnung	1 (18mm Durchmesser)
Rollen	4
Nettogewicht / Bruttogewicht	285kg / 345kg
Außenabmessungen (BxTxH)	1130mm x 1030mm x 1860mm

Merkmal	Spezifikation
Innenabmessungen (BxTxH)	890mm x 715mm x 1200mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	1280 mm x 1080 mm x 2150 mm
Beladung Menge	10 Stück / 20'GP Behälter

808L Vertikaler Ultra-Tieftemperatur-Präzisionslabor-Gefrierschrank

Artikelnummer: KTFDV-808



Einführung

Ultra-Tiefkühlschrank mit 808 l Fassungsvermögen und präziser -86°C-Regelung, ideal für die Lagerung von Laborproben. Langlebige Konstruktion aus rostfreiem Stahl.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-808
Typ	Vertikal
Kapazität	808L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Akustische und optische Alarmer
Stromzufuhr	220V/50Hz
Stromverbrauch	15,9 kWh/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Gemisch
Verdichter	Hocheffiziente Komponenten
Kältesystem	Zwei unabhängige Kältesysteme
Steuerung	Mikroprozessorsteuerung, Digitalanzeige
Temperaturanzeige	Digitale LED-Anzeige
Handgriff	PTC-beheizter Handgriff
Gebläse	EBM
Externes Material	Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innenauskleidung	304 Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	3 Einlegeböden / 4 Innentüren (304 Edelstahl)
Dicke der Isolierung	120 mm
Zugangspforte	1 (Durchmesser 18mm)
Rollen	4
Nettogewicht/Bruttogewicht	300/370kg
Äußere Abmessungen	1090mm x 1010mm x 2000mm (B D H)

Merkmal	Spezifikation
Innere Abmessungen	850 mm x 725 mm x 1335 mm (B D H)
Abmessungen der Verpackung	1280mm x 1080mm x 2150mm (B D H)

938L Vertikaler Ultra-Tieftemperatur-Gefrierschrank Für Fortschrittliche Laborlagerung

Artikelnummer: KTFDV-938



Einführung

Ultra-Niedrigtemperatur-Gefrierschrank für Labore, präzise Lagerung bei -86 °C, ideal für DNA, Impfstoffe und Reagenzien. Zuverlässig und energieeffizient.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-938
Typ	Vertikal
Fassungsvermögen	938L
Temperaturbereich	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarm-System	Akustische und optische Alarmer (hohe/niedrige Temperatur, Sensorfehler)
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistungsaufnahme	1200W
Stromverbrauch	17,3 kWh/24h
Sicherheitsklassifizierung	Klasse I, Typ B
Klima Typ	N
Kältemittel	FCKW-freies Kältemittelgemisch
Verdichter-Typ	Importierter Hochleistungskompressor
Kältesystem	Kaskaden-Kältesystem
Temperatur-Regelung	Mikroprozessor-Steuerung
Temperatur-Anzeige	Digitale Anzeige
Sensor Fühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizient (z. B. Typ EBM)
Äußeres Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Inneres Material	304 Edelstahl
Einlegeböden / Innentüren	3 Einlegeböden / 4 Innentüren (304 Edelstahl)
Dicke der Isolierung	120mm
Druckausgleichsöffnung	1 (Durchmesser 18mm)
Rollen	4
Gewicht (Netto/Brutto)	320/405 kg

Merkmal	Spezifikation
Außenabmessungen (B D H)	1280mm x 1030mm x 1980mm
Innenabmessungen (B D H)	1040mm x 715mm x 1320mm
Verpackungsmaße (B D H)	1410mm x 1080mm x 2130mm
Containerbeladung (20'GP)	8 Stück



Kintek Solution

Hauptsitz: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

