



KINTEK SOLUTION

Montage Maschine Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Probenvorbereitung, Thermische Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien und Materialien für das Labor, Biochemische Ausrüstung, usw**

KINTEK SOLUTION

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

KinTek Group Limited ist eine technologieorientierte Organisation. Die Teammitglieder widmen sich der Erforschung der effizientesten und zuverlässigsten Technologie und Innovationen in der wissenschaftlichen Forschungsausrüstung, in Bereichen wie biochemischen Reaktionen, Erforschung neuer Materialien, Wärmebehandlung, Vakuumherzeugung, Kühlung sowie in der Pharmaindustrie und Ausrüstung zur Erdölförderung.



Vakuum-Kaltmontagegerät Für Die Probenvorbereitung

Artikelnummer: KT-CXQ



Einführung

Vakuum-Kalteinbettungsgerät für präzise Probenvorbereitung. Bearbeitet poröse, zerbrechliche Materialien mit -0,08 MPa Vakuum. Ideal für Elektronik, Metallurgie und Fehleranalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produkt Name	Vakuum-Kaltmontagegerät
Modell	CXQ
Vakuum-Grad	-0,08MPa
Rotierende Scheibe	Φ205mm
Gewicht	14kg
Größe des Produkts	350 350 380 mm
Größe der Vakuumkammer	Φ280mmx330mm
Standard-Zubehör	Drehteller: 1 Satz, Nachteinlassrohr: 10, Ölfreie Pumpe: 1 Satz, Montageform: 6, Rührstab: 5, Materialschale: 5
Anwendungsbereich	Poröse Materialien, Proben für die Rissanalyse, poröse Gussteile, elektronische Verbundbauteile, Erze, Keramik, Sprühproben
Wichtigste Merkmale	Multi-Station, schneller Betrieb, gleichzeitige Montage von 8 Proben, Unterdruck-Vakuumpumpe, Vorwärts-/Rückwärtsrotationsfähigkeit
Prinzip	Entfernt Luft aus den Poren, nutzt atmosphärischen Druck, um Einbettungsmaterial/Farbstoff in Mikroporen zu injizieren



Kintek Solution

Hauptsitz: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

