



KINTEK SOLUTION

Stanzmaschine Für Tabletten Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Probenvorbereitung, Thermische Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien und Materialien für das Labor, Biochemische Ausrüstung, usw**

KINTEK SOLUTION

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

Kintek Solution Ltd ist eine technologieorientierte Organisation. Die Teammitglieder widmen sich der Erforschung der effizientesten und zuverlässigsten Technologie und Innovationen in der wissenschaftlichen Forschungsausrüstung, in Bereichen wie biochemischen Reaktionen, Erforschung neuer Materialien, Wärmebehandlung, Vakuumherzeugung, Kühlung sowie in der Pharmaindustrie und Ausrüstung zur Erdölförderung.

In den letzten 20 Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet der Forschungsausrüstung gesammelt. Wir sind in der Lage, sowohl die Ausrüstung als auch die Lösung gemäß den Bedürfnissen und Gegebenheiten unserer Kunden zu liefern. Wir haben auch viele Kundenausrüstungen entwickelt, die auf einen bestimmten Arbeitszweck zugeschnitten sind. Wir haben viele erfolgreiche Projekte an vielen Universitäten und Instituten in verschiedenen Ländern, wie Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland, dem Nahen Osten und Afrika.

Professionalität, schnelle Reaktionsfähigkeit, Fleiß und Aufrichtigkeit zeichnen die Arbeitseinstellung unserer Teammitglieder aus und verschaffen uns einen guten Ruf bei unseren Kunden.

Wir sind hier und bereit, unsere Kunden aus verschiedenen Ländern und Regionen zu bedienen und gemeinsam die effizienteste und zuverlässigste Technologie zu teilen!



Elektrische Tablettenstanmaschine

Artikelnummer: TPM-01



Einführung

Bei dieser Maschine handelt es sich um eine automatisch rotierende, kontinuierlich arbeitende Tablettiermaschine mit einem Druck, die körnige Rohstoffe zu verschiedenen Tabletten verdichtet. Es wird hauptsächlich zur Tablettenproduktion in der Pharmaindustrie eingesetzt, eignet sich aber auch für die Chemie-, Lebensmittel-, Elektronik- und andere Industriebereiche.

[Mehr erfahren](#)

Die Menge	5 Stk
Druck	60KN
Max. Tablettendurchmesser	18mm
Max. Tablet-Höhe	6mm
Max. Füllhöhe	15mm
Geschwindigkeit der Scheibenrotation	30 U/min
Kapazität	9000 Stück/h
Motorleistung	2,2 kW
Abmessungen	960*660*1230mm
Gewicht	320kg
1. Überschüssiges Pulver kann mit einem Staubsauger recycelt werden (optional)	
2. Die Tablettenstanze kann je nach spezifischer Anforderung angepasst werden	

Manuelle Tablettenstanzmaschine Mit Einem Schlag

Artikelnummer: TPM-02



Einführung


Die manuelle Tablettenstanzmaschine mit einem Schlag kann verschiedene körnige, kristalline oder pulverförmige Rohstoffe mit guter Fließfähigkeit in scheibenförmige, zylindrische, kugelförmige, konvexe, konkave und andere verschiedene geometrische Formen (wie Quadrat, Dreieck, Ellipse, Kapselform usw.) pressen.) und kann auch Produkte mit Text und Mustern bedrucken.

[Mehr erfahren](#)

Einstellbarer Stanzdruck	15KN
Einstellbarer Tablettendurchmesser	5mm - 12mm
Einstellbare Tablettendicke	2-6mm
Fülltiefe	20mm
Produktionskapazität	30-50 Stück/Stunde
Abmessungen der Holzkistenverpackung	535 x 450 x 630 mm
Gewicht inklusive äußerer Holzkiste	40 kg (einschließlich exportbegasungsfreier Holzkistenverpackung)

Single Punch Electric Tablet Press Labor-Pulver- Tablettenmaschine

Artikelnummer: TPM-03



Einführung

Die elektrische Einstempel-Tablettenpresse ist eine Tablettenpresse im Labormaßstab, die sich für Unternehmenslabors in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel-, Metallurgie- und anderen Industrien eignet.

[Mehr erfahren](#)

Einstellbarer Stanzdruck	50KN
Einstellbarer Tablettendurchmesser	5mm - 25mm
Einstellbare Tablettendicke	0,5-8 mm
Fülltiefe	20mm
Produktionskapazität	3600 Stück/Stunde
Motorleistung	1,5 kW
Abmessungen der Holzkistenverpackung	580*500*830mm
Gewicht inklusive äußerer Holzkiste	150 kg (einschließlich exportbegabungsfreier Holzkistenverpackung)

Elektrische Tablettenstanzmaschine Mit Einzelstanzung

Artikelnummer: TPM-04



Einführung

Die elektrische Tablettenstanzmaschine ist ein Laborgerät zum Pressen verschiedener körniger und pulverförmiger Rohstoffe in Scheiben und andere geometrische Formen. Es wird häufig in der Pharma-, Gesundheitsprodukt-, Lebensmittel- und anderen Industrie für die Produktion und Verarbeitung kleiner Chargen eingesetzt. Das Gerät ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen und eignet sich daher für den Einsatz in Kliniken, Schulen, Labors und Forschungseinrichtungen.

[Mehr erfahren](#)

Einstellbarer Stanzdruck	15KN
Einstellbarer Tablettendurchmesser	5mm - 12mm
Tablettendurchmesserbereich	5-12 mm (5, 6, 8, 10, 12 mm auf Lager verfügbar, wählen Sie eine beliebige Spezifikation)
Einstellbare Tablettendicke	2-6mm
Produktionskapazität	5000 Stück/Stunde
Motorleistung	0,37 kW
Abmessungen der Holzkistenverpackung	710*450*775mm
Gewicht inklusive äußerer Holzkiste	65 kg (einschließlich exportbegasungsfreier Holzkistenverpackung)

Rotations-Tablettenstanzmaschine Für Die Massenproduktion

Artikelnummer: TPM-05



Einführung

Die Rotationstablettenstanzmaschine ist eine automatische rotierende und kontinuierliche Tablettiermaschine. Es wird hauptsächlich zur Tablettenherstellung in der Pharmaindustrie eingesetzt, eignet sich aber auch für Industriebereiche wie Lebensmittel, Chemie, Batterien, Elektronik, Keramik usw., um körnige Rohstoffe zu Tabletten zu verpressen.

[Mehr erfahren](#)

Multi-Punch-Rotations-Tablettenpressformring, Rotierende Ovale, Quadratische Form

Artikelnummer: TPM-06



Einführung

Die Multi-Punch-Tablettenpressform ist eine zentrale Komponente in der Pharma- und Fertigungsindustrie und revolutioniert den Prozess der Tablettenproduktion. Dieses komplizierte Formsystme besteht aus mehreren kreisförmig angeordneten Stempeln und Matrizen, die eine schnelle und effiziente Tablettenbildung ermöglichen.

[Mehr erfahren](#)



Kintek Solution

Hauptsitz: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

