

# 1-5L Mantelglasreaktor

Artikelnummer: KR-1



## Einführung

Entdecken Sie die perfekte Lösung für Ihre pharmazeutischen, chemischen oder biologischen Produkte mit unserem 1-5L-Mantelglasreaktorsystem. Benutzerdefinierte Optionen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
Reaktorvolumen	1L	2L	3L	5L
Jackenvolumen	0,3L	0,6L	0,9 l	1,5 l
Trichtergröße	0,2L	0,2L	0,2L	0,5L
Vakuumversiegelung	Teflon+Viton-Dichtung			
Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Knopfdruck			
Rührgeschwindigkeit	0-1300 U/min			
Arbeitstemperatur	-80~250°C			
Vakuum	0,098 MPa			
Sicherheitsschutz	Überstrom-/Erdschluss-/Übertemperaturschutz			
Arbeitsumfeld	5-35°C			
Stromversorgung	110-440 V, 50/60 Hz			
Gesamtabmessungen	480*420*1110 mm	480*420*1110 mm	480*420*1110 mm	591*520*1594mm
Reingewicht	19kg	20kg	21kg	34kg