

1-5L Mantelglasreaktor

Artikelnummer: KR-1



Einführung

Entdecken Sie die perfekte Lösung für Ihre pharmazeutischen, chemischen oder biologischen Produkte mit unserem 1-5L-Mantelglasreaktorsystem. Benutzerdefinierte Optionen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

| Modell | KGR-1 | KGR-2 | KGR-3 | KGR-5 |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Reaktorvolumen | 1L | 2L | 3L | 5L |
| Jackenvolumen | 0,3L | 0,6L | 0,9 l | 1,5 l |
| Trichtergröße | 0,2L | 0,2L | 0,2L | 0,5L |
| Vakuumversiegelung | Teflon+Viton-Dichtung | | | |
| Geschwindigkeitskontrolle | Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Knopfdruck | | | |
| Rührgeschwindigkeit | 0-1300 U/min | | | |
| Arbeitstemperatur | -80~250°C | | | |
| Vakuum | 0,098 MPa | | | |
| Sicherheitsschutz | Überstrom-/Erdschluss-/Übertemperaturschutz | | | |
| Arbeitsumfeld | 5-35°C | | | |
| Stromversorgung | 110-440 V, 50/60 Hz | | | |
| Gesamtabmessungen | 480*420*1110 mm | 480*420*1110 mm | 480*420*1110 mm | 591*520*1594mm |
| Reingewicht | 19kg | 20kg | 21kg | 34kg |