

# 10-50L Einzelglasreaktor

Artikelnummer: KR-10S



## Einführung

Suchen Sie ein zuverlässiges Einzelglasreaktorsystem für Ihr Labor? Unser 10-50-Liter-Reaktor bietet präzise Temperatur- und Rührkontrolle, dauerhafte Unterstützung und Sicherheitsfunktionen für synthetische Reaktionen, Destillation und mehr. Die anpassbaren Optionen und maßgeschneiderten Dienstleistungen von KinTek erfüllen Ihre Anforderungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
Reaktorvolumen	10L	20L	30L	50L
Rührende Kraft	60W	90W	180W	180W
Max. Torgue	132N/cm	200 N/cm	200 N/cm	273N/cm
Anschlussversiegelung	PTFE			
Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Knopfdruck			
Rührgeschwindigkeit	0-650 U/min			
Arbeitstemperatur	-80~250°C			
Vakuum	0,098 MPa			
Sicherheitsschutz	Überstrom-/Erdschluss-/Übertemperaturschutz			
Arbeitsumfeld	5-35°C			
Stromversorgung	110-440 V, 50/60 Hz			
Gesamtabmessungen	600*580*2000 mm	700*580*2100 mm	640*600*2280 mm	700*630*2500mm
Reingewicht	75kg	125kg	135kg	140kg