

23L Labor-Vakuumtrockenschrank

Artikelnummer: KT-VDO



Einführung

Kintek Intelligenter Vakuumtrockenschrank für Labore: präzises, stabiles Trocknen bei niedrigen Temperaturen. Ideal für wärmeempfindliche Materialien. Holen Sie sich jetzt ein Angebot ein!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Modell	KT-DZK-6025B
Anzeigemodus	LCD-Bildschirm
Temperatur-Regelbereich	Umgebungstemp. (RT) +10°C ~ 250°C
Temperaturauflösung	0,1°C
Vakuumgrad	-0,1 MPa
Timer-Bereich	1 Min ~ 999 Std. 59 Min.
Heizleistung	400W (Gesamtleistung: 800W)
Max. Dauerlauf	7 Tage (bei 230°C)
Kammer-Material	201 Edelstahl (304 SS optional)
Kammer-Abmessungen	280 (T) × 280 (B) × 300 (H) mm
Kapazität	23 L
Einlegeböden	2 Standard-Einlegeböden (Belastung: je 15kg)
Stromversorgung	AC 220V / 50Hz
Nettogewicht	46 Kg