

## 2L-Kurzwegdestillation

Artikelnummer: SPD-1



### Einführung

Mit unserem 2-Liter-Kurzwegdestillationskit können Sie ganz einfach extrahieren und reinigen. Unsere robusten Borosilikatglasgeräte, der schnelle Heizmantel und die empfindliche Montagevorrichtung sorgen für eine effiziente und qualitativ hochwertige Destillation. Entdecken Sie noch heute die Vorteile!

[Mehr erfahren](#)

Glaswaren	Glasmaterial	Glas mit hohem Borosilikatgehalt 3.3
	Kolbenvolumen	2L
	Auffangkolben	3*500ml
	Kühlfalle	Trockeneis-Kondensator
Heizmantel	Heizleistung	650W
	Temperaturbereich	RT-380°C
	Thermometer	PT100
	Rührmethode	Magnetisch
	Mitreisende Kraft	40W
Kühlzirkulator	Rührgeschwindigkeit	50-2000 U/min
	Temperaturbereich	-10-99°C
	Reservevolumen	6L/180*160*150mm
Vakuumpumpe	Fördermenge der Pumpe	4L/Min
	Pumpentyp	Zweistufige Drehschieberpumpe
	Pumprate	1,1 l/s bei 50 Hz; 1,3L/S bei 60HZ
	Ultimativer Druck	3Pa
Beschlüge	Nennleistung	400/370 kW
	Reingewicht	19kg
	Unterstützer	150 x 150 mm Edelstahl-Buchse mit Korkring
	Vakuumeleitungen	Silikonschlauch
	Keck-Klemme	SS/Kunststoff
	Thermometer	Bereich 0-200 °C mit 30 cm Länge