

30L Kältethermostat Niedertemperatur-Reaktionsbad Mit Konstanter Temperatur

Artikelnummer: KCP-30



Einführung

Halten Sie Ihr Labor kühl mit dem Kältezirkulator KinTek KCP – ideal für konstante Kühlleistung und anpassbar an alle Ihre Arbeitsanforderungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Flüssigkeitsvolumen	Arbeitstemp.	Kühlkapazität	Pumpendurchfluss	Temp. Stabilität	Schlauchanschluss	Abmessungen (mm)
KCP30-20	30L	-23-5°C	3780-1150W	35 l/min 4-6 m	+/-2°C	1/2"	940*710*1010
KCP30-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP30-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP30-60		-63-5°C	4330-680W				1030*810*1020
KCP30-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP30-120		-120-5°C	4968-330W				