

30L Kältezirkulator

Artikelnummer: KCP-30



Introduction

Halten Sie Ihr Labor kühl mit dem Kältezirkulator KinTek KCP - ideal für konstante Kühlleistung und anpassbar an alle Ihre Arbeitsanforderungen.

[Mehr erfahren](#)

| Modell | Flüssigkeitsvolumen | Arbeitstemp. | Kühlkapazität | Pumpendurchfluss | Temp. Stabilität | Schlauchanschluss | Abmessungen (mm) |
|-----------|---------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| KCP30-20 | 30L | -23-5°C | 3780-1150W | 35 l/min 4-6 m | +/-2°C | 1/2" | 940*710*1010 |
| KCP30-30 | | -32-5°C | 3960-1200W | | | | |
| KCP30-40 | | -40-5°C | 4080-1270W | | | | |
| KCP30-60 | | -63-5°C | 4330-680W | | | | 1030*810*1020 |
| KCP30-80 | | -83-5°C | 4679-422W | | | | |
| KCP30-120 | | -120-5°C | 4968-330W | | | | |