

# 5L Heiz-Kühl-Umwälzpumpe Reaktionsbad Mit Konstanter Temperatur Für Hohe Und Niedrige Temperaturen

Artikelnummer: KCBH-5



## Einführung

KinTek KCBH 5L Heiz-/Kühlzirkulator – ideal für Labore und Industrieumgebungen mit multifunktionalem Design und zuverlässiger Leistung.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Flüssigkeitsvolumen	Arbeitstemp.	Kühlkapazität	Gesamtleistung	Fließrate	Temp. Stabilität	Abmessungen (mm)	
KCBH5-10	5L	-10-200°C	1243-330W	3,5 kW	20 l/min 20 m	+/-2°C	540*440*800	
KCBH5-20		-20-200°C	1288-359W					
KCBH5-30		-30-200°C	1415-490W	4 kW				
KCBH5-40		-40-200°C	1460-501W					
KCBH5-60		-60-200°C	1950-270W	7 kW				630*550*1400
KCBH5-80		-80-200°C	1978-240W					