

808L Vertikaler Ultra-Tieftemperatur-Präzisionslabor-Gefrierschrank

Artikelnummer: KTFDV-808



Einführung

Ultra-Tiefkühlschrank mit 808 l Fassungsvermögen und präziser -86°C-Regelung, ideal für die Lagerung von Laborproben. Langlebige Konstruktion aus rostfreiem Stahl.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-808
Typ	Vertikal
Kapazität	808L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Akustische und optische Alarme
Stromzufuhr	220V/50Hz
Stromverbrauch	15,9 kWh/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Gemisch
Verdichter	Hocheffiziente Komponenten
Kältesystem	Zwei unabhängige Kältesysteme
Steuerung	Mikroprozessorsteuerung, Digitalanzeige
Temperaturanzeige	Digitale LED-Anzeige
Handgriff	PTC-beheizter Handgriff
Gebläse	EBM
Externes Material	Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innenauskleidung	304 Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	3 Einlegeböden / 4 Innentüren (304 Edelstahl)
Dicke der Isolierung	120 mm
Zugangspforte	1 (Durchmesser 18mm)
Rollen	4
Nettogewicht/Bruttogewicht	300/370kg
Äußere Abmessungen	1090mm x 1010mm x 2000mm (B D H)

Merkmal	Spezifikation
Innere Abmessungen	850 mm x 725 mm x 1335 mm (B D H)
Abmessungen der Verpackung	1280mm x 1080mm x 2150mm (B D H)