


# Montieren Sie Die Quadratische Laborpressform

Artikelnummer: PMAS



## Einführung

Erzielen Sie eine perfekte Probenvorbereitung mit der Assemble Square Lab Pressform. Durch die schnelle Demontage wird eine Verformung der Probe verhindert. Perfekt für Batterien, Zement, Keramik und mehr. Anpassbare Größen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Material	Cr12MoV				
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62				
Probengröße	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /18×18 /20×20 mm	30×30 /40×40 mm	50×50 /60×60 mm	70×70 /80×80 mm
Hohlraumtiefe	30 mm	40 mm	50 mm	55 mm	60 mm
Außenmaße	φ53×120 mm	φ73×133 mm	φ95×133/φ115×133 mm	φ127×150/φ153×150 mm	φ180×180mm/φ200×180 mm
Gewicht (kg)	1.2	3.6	7/14	20/30	40/50

**Andere Größen können individuell angepasst werden**