

# Tisch-Hochgeschwindigkeits-Kleinspeicherzentrifuge Zur Serumtrennung Und Tieftemperaturdehydrierung

Artikelnummer: KT-SCS



## Einführung

Kintek Tisch-Hochgeschwindigkeitszentrifuge: Effizient, stabil, präzise. Ideal für klinische und Forschungslabore. Entdecken Sie Funktionen und Spezifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Anzeige	LCD-Anzeige
Max. Drehzahl	18.500 U/min
Drehzahlregelgenauigkeit	±10 U/min
Max. RCF	22.575 ×g
Max. Kapazität	6 × 100 mL
Kammerdurchmesser	Φ280 mm
Timer-Bereich	1s bis 99min 59s
Geräuschpegel	≤55 dB
Stromversorgung	AC 220V±22V 50Hz
Stromverbrauch	400W
Nettogewicht	28 kg
Abmessungen (L×B×H)	360 × 470 × 320 mm