

## Labor-Vakuumgefrieretrockner Für Den Tischbetrieb

Artikelnummer: KTFD-10S



### Einführung

Laborgefrieretrockner für die effiziente Gefrieretrocknung von biologischen, pharmazeutischen und Lebensmittelproben. Mit intuitivem Touchscreen, Hochleistungskühlung und robustem Design. Bewahren Sie die Integrität Ihrer Proben - jetzt beraten lassen!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Temperatur der Kühlfalle	$\leq -60$ °C
Endvakuum	< 10 Pa
Genauigkeit der Vakuumanzeige	0,01 Pa
Gefrieretrocknungsfläche	0.12 - 0.18 m <sup>2</sup>
Fassungsvermögen des Materials	1200 - 1800 ml
Wasserauffangkapazität	3kg / 24h
Abmessungen des Materialbehälters	Φ 200 x 20 mm (Durchmesser x Höhe)
Anzahl der Materialschalen	Standard 4 Lagen, optional 6 Lagen
Außenabmessungen (B*T*H)	580 x 550 x 375/820 mm
Abmessungen der Kühlfalle	Φ 215 x 193,5 mm (Durchmesser x Höhe)
Aufbau	Tischgerät, kompakter Aufbau