

## Tisch-Wasserumwälzvakuumpumpe

Artikelnummer: KV-2



### Einführung

Benötigen Sie eine Wasserumwälzvakuumpumpe für Ihr Labor oder Ihre Kleinindustrie? Unsere Tisch-Wasserzirkulationsvakuumpumpe eignet sich perfekt für Verdampfung, Destillation, Kristallisation und mehr.

[Mehr erfahren](#)

Modell	SHZ-A	SHZ-B
Vakuumananschluss	2	4
Durchflussrate eines einzelnen Anschlusses	10L/Min	
Vakuumdruk	0,098 MPa	
Pumpendurchfluss	60L/Min	
Pumpenüberschrift	8M	
Pumpenkopfmateri	SS304/PTFE	
Reservevolumen	13L	15L
Motorleistung	180W	370W
Maße	400*280*240mm	
Gewicht	15 kg	17 kg