

Hartmetall-Laborpressform

Artikelnummer: PMW



Einführung

Formen Sie ultraharte Proben mit der Carbide Lab Press Mold. Es besteht aus japanischem Schnellarbeitsstahl und hat eine lange Lebensdauer. Sondergrößen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell	PMW-A	PMW-B	PMW-C
Material	Hartmetall YT15		
Härte des Eindringkörpers	HRC85-HRC90		
Probengröße	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm
Hohlraumtiefe	30 mm	40 mm	45 mm
Außenmaße	Ø43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm
Gewicht (kg)	0,78	1.8	3.8

Andere Größen können individuell angepasst werden