

## Pinzette Mit Keramikkopf/Spitze/Ellbogenspitze/Zirkonoxid-Keramikspitze

Artikelnummer: KM-C015



### Einführung

Pinzetten aus Zirkoniumdioxid-Keramik sind hochpräzise Werkzeuge aus modernen keramischen Werkstoffen, die sich besonders für Arbeitsumgebungen eignen, die hohe Präzision und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Diese Art von Pinzette hat nicht nur hervorragende physikalische Eigenschaften, sondern ist aufgrund ihrer Biokompatibilität auch in der Medizin und im Laborbereich beliebt.

[Mehr erfahren](#)