

Plastometer-Kohletiegel Für Die Plastiksicht-Prüfung Von Steinkohle

Artikelnummer: KT-MB1



Einführung

Dieser Präzisions-Kohletiegel wurde für die standardisierte plastometrische Kohlebeurteilung entwickelt und bietet eine hervorragende thermische Stabilität, exakte Maßtoleranzen und eine gleichmäßige Wärmeübertragung während der Bestimmung des Plastiksicht-Index von Steinkohle. Er gewährleistet eine zuverlässige Verkokungseigenschaftsanalyse in modernen metallurgischen und Qualitätskontrolllaboren.

[Mehr erfahren](#)