

Kohle-Plastometer-Thermoelement - Temperatursensor Für Die Plastische Schicht

Artikelnummer: KT-JZDO



Einführung

Entwickelt für die präzise Verkokungsbeurteilung von Kohle bietet dieses erstklassige Kohle-Plastometer-Thermoelement eine außergewöhnliche thermische Ansprechempfindlichkeit sowie strikte Einhaltung plastometrischer Prüfstandards. Es gewährleistet eine zuverlässige Überwachung der Dicke der plastischen Schicht in anspruchsvollen Laboratorien für Metallurgie, Petrochemie und Kohlequalitätsprüfung weltweit.

[Mehr erfahren](#)