

28L Compact Upright Ultra Low Temperature Gefrierschrank Für Labor

Artikelnummer: KTFDV-28



Einführung

Ultra-Tiefkühlschrank (-86°C) für Labore, 28 Liter Fassungsvermögen, präzise digitale Steuerung, energieeffizientes Design, ideal für die Lagerung biologischer Proben.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-28
Typ	Stehend
Fassungsvermögen	28L
Interner Temperaturbereich	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Alarmanlage	Ton- und Lichtalarm
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	400W
Stromverbrauch	5,50 kWh/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittel
Kältesystem	Ein-Kompressor-System
Temperaturregelung	Elektronische Temperaturregelung
Temperatur-Anzeige	Digitale Datenanzeige
Fühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter Standard-Lüfter
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Innere Auskleidung	304-Edelstahl
Einlegeböden/Innentür	1 Fachboden / 1 Innentür, Edelstahl 304
Dicke der Isolierung	100mm
Druckausgleichsanschluss	1 (18mm Durchmesser)
Rollen	4
Netto-/Bruttogewicht	71/90 kg
Außenabmessungen (B D H)	505mm * 520mm * 1165mm

Merkmal	Spezifikation
Innenabmessungen (B D H)	270mm * 265mm * 400mm
Abmessungen der Verpackung (B D H)	Sperrholz: 535 575 1290mm / Wabenkarton: 595 640 1335mm
Containerladung (20'GP)	30 Einheiten