

## Kupfer-Nickel-Indium-Legierung (Cuniin) Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-CuNiIn



### Einführung

Suchen Sie nach Kupfer-Nickel-Indium-Materialien für Ihr Labor? Unsere erschwinglichen Produkte sind in verschiedenen Reinheiten, Formen und Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Stöbern Sie in unseren Sputtertargets, Pulvern, Folien und mehr!

[Mehr erfahren](#)