

Ptfe-Reinigungsgestell/Ptfe-Blumenkorb Reinigungsblumenkorb Korrosionsbeständig

Artikelnummer: PTFE-20



Einführung

Das PTFE-Reinigungsgestell, auch bekannt als PTFE-Blumenkorb, ist ein spezielles Laborgerät für die effiziente Reinigung von PTFE-Materialien. Dieses Reinigungsgestell gewährleistet eine gründliche und sichere Reinigung von PTFE-Gegenständen und erhält deren Integrität und Leistung in Laborumgebungen.

[Mehr erfahren](#)

| Modell | Größe | Anwendbar |
|-------------|------------------|-----------------|
| Quadratisch | 60mm*60mm | 500ml Becher |
| Rund | Durchmesser 30mm | 75ml-Becherglas |
| Rund | Durchmesser 45mm | 100ml Becher |
| Rund | Durchmesser 60mm | 250ml Becher |

Wir bieten kundenspezifische Reinigungsblumenkörbe in allen Größen, die Sie benötigen