

Zylindrische Pressform

Artikelnummer: PMC



Einführung

Effizientes Formen und Testen der meisten Proben mit zylindrischen Pressformen in verschiedenen Größen. Hergestellt aus japanischem Hochgeschwindigkeitsstahl, mit langer Lebensdauer und anpassbaren Größen.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F
Werkstoff der Matrize	Hochgeschwindigkeits-Werkzeugstahl ASSAB +17			Legierter Werkzeugstahl :Cr12MoV		
Härte des Eindringkörpers	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62			
Größe der Probe	Φ3[Φ4][Φ5]mm ((M))	Φ7[8][9][10][11][1.5][12]mm(M)	Φ15[16][18][20][22][25](M)	Φ28[30][32][35][40]mm (M)	Φ50[60][70]mm (M)	Φ80[90][100]mm (M)
Tiefe des Hohlraums	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)	55[60][65]mm(N)	65mm(N)
Abmessungen	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ88*150mm[Φ98*180mm][Φ108*180mm(L*H)	Φ118*150mm[Φ128*180mm(L*H)
Gewicht	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg[7.3Kg][9Kg]	11.5Kg[14Kg][20Kg]

Andere Größen können angepasst werden