

## Desktop-Schnellautoklav-Sterilisator 16L / 24L

Artikelnummer: KT-B02



### Einführung

Der Desktop-Schnelldampfsterilisator ist ein kompaktes und zuverlässiges Gerät zur schnellen Sterilisation von medizinischen, pharmazeutischen und Forschungsartikeln.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-T16J	KT-T24J
Volumen der Sterilisationskammer	16L $\phi$ 250×360mm	24L $\phi$ 270×410mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa	
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C	
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134°C	
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min	
Wärmeleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Strom/Versorgungsspannung	AC220V.50Hz/2,7KW	
Gesamtabmessungen (mm)	545×328×423	560×350×500
Packungsgröße (mm)	605×390×480	620×410×570
Brutto Gewicht netto Gewicht	17/15 kg	20/18 kg