

# Desktop-Schnellautoklav-Sterilisator 20L / 24L

Artikelnummer: KT-B03



## Einführung

Der Desktop-Schnelldampfsterilisator ist ein kompaktes und zuverlässiges Gerät zur schnellen Sterilisation von medizinischen, pharmazeutischen und Forschungsartikeln.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-XD20D	KT-XD24D
Volumen der Sterilisationskammer	20L $\phi$ 250×420mm	24L $\phi$ 250×520mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa	
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C	
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134°C	
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min	
Wärmeleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Strom/Versorgungsspannung	1,5 kW/AC220 V, 50 Hz	
Sterilisationstablett (mm)	340×200×30 (3 Stück)	400×200×30 (3 Stück)
Gesamtabmessungen (mm)	480×680×455	480×680×455
Packungsgröße (mm)	580×700×500	580×800×560
Brutto Gewicht netto Gewicht	43/40 kg	43/40 kg