

Desktop-Schnellautoklav-Sterilisator 35L / 50L / 90L

Artikelnummer: KT-B04



Einführung

Der Desktop-Schnelldampfsterilisator ist ein kompaktes und zuverlässiges Gerät zur schnellen Sterilisation von medizinischen, pharmazeutischen und Forschungsartikeln. Es sterilisiert effizient chirurgische Instrumente, Glaswaren, Medikamente und widerstandsfähige Materialien und ist somit für verschiedene Anwendungen geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
Volumen der Sterilisationskammer	35L ϕ 300×500mm	50L ϕ 340×550mm	90L ϕ 400×720mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa		
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C		
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134°C		
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min		
Wärmegleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Strom/Versorgungsspannung	AC220V 50Hz/2,7KW		AC220V 50Hz/4KW
Gesamtabmessungen (mm)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
Packungsgröße (mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
Brutto Gewicht netto Gewicht	115/93 kg	130/106 kg	200/180 kg