

## Desktop-Schnellsterilisator Im Autoklaven

Artikelnummer: KT-B05



### Einführung

Der Desktop-Schnellautoklav-Sterilisator ist ein kompaktes und zuverlässiges Gerät zur schnellen Sterilisation von medizinischen, pharmazeutischen und Forschungsartikeln.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-XB20J	KT-XB24J
Volumen der Sterilisationskammer	20L $\varnothing$ 250×420mm	24L $\varnothing$ 250×50mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa	
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C	
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134°C	
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min	
Wärmeleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Strom/Versorgungsspannung	1,5 kW/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	
Sterilisationstablett (mm)	3340×200×30 (3 Stück)	400×200×30 (3 Stück)
Gesamtabmessungen (mm)	480×480×384	580×480×384
Packungsgröße (mm)	700×580×500	800×580×500
Brutto Gewicht netto Gewicht	44/40 kg	50/45 kg