

Desktop-Schnellsterilisator Im Autoklaven

Artikelnummer: KT-B05



Einführung

Der Desktop-Schnellautoklav-Sterilisator ist ein kompaktes und zuverlässiges Gerät zur schnellen Sterilisation von medizinischen, pharmazeutischen und Forschungsartikeln.

[Mehr erfahren](#)

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Modell | KT-XB20J | KT-XB24J |
| Volumen der Sterilisationskammer | 20L ϕ 250×420mm | 24L ϕ 250×50mm |
| Arbeitsstress behoben | 0,22 MPa | |
| Bewertete Arbeitstemperatur | 134°C | |
| Auswahl der Sterilisationstemperatur | 105-134°C | |
| Auswahlbereich für die Timing-Zeit | 0-99min | |
| Wärmeleichmäßigkeit im Sterilisationsraum | $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ | |
| Strom/Versorgungsspannung | 1,5 kW/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz) | |
| Sterilisationstablett (mm) | 3340×200×30 (3 Stück) | 400×200×30 (3 Stück) |
| Gesamtabmessungen (mm) | 480×480×384 | 580×480×384 |
| Packungsgröße (mm) | 700×580×500 | 800×580×500 |
| Brutto Gewicht netto Gewicht | 44/40 kg | 50/45 kg |