

Doppelplatten-Heizform

Artikelnummer: PMD



Einführung

Entdecken Sie die Präzision beim Heizen mit unserer Doppelplatten-Heizform, die sich durch hochwertigen Stahl und gleichmäßige Temperaturkontrolle für effiziente Laborprozesse auszeichnet. Ideal für verschiedene thermische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PMD
Drücken Sie die Form der Probe	
Heiztemperatur	Raumtemperatur-300C
Material der Form	Legierter Werkzeugstahl:Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Größe der Probe	
Dicke der Probe	0,02-0,1mm(N)
Äußere Abmessung 1	180*180*130mm(L*B*H)
Äußere Abmessung 2	200*200*130mm(L*XW*H)
Äußere Abmessung 3	300*300*130mm(L*B*H)
Gewicht der Form	32Kg38Kg88Kg
Abmessungsdiagramm	