

Elektrochemische Elektrolysezelle Für Laborforschung Und - Prüfung

Artikelnummer: KT-DJ



Einführung

Entwickelt für die präzise elektrochemische Analyse bietet diese hochleistungsfähige Elektrolysezelle überragende Chemikalienbeständigkeit, lecksichere modulare Abdichtung und vielseitige Elektrodenkonfigurationen – sie unterstützt Forscher weltweit in der Batterieentwicklung, Korrosionsprüfung, Evaluierung von Wasseraufbereitungen und elektrokatalytischen Synthesen bei anspruchsvollen Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)