

# Heizkreislauf Hochtemperatur-Reaktionsbad Mit Konstanter Temperatur

Artikelnummer: KHB-3



## Einführung

Der effiziente und zuverlässige KinTek KHB-Wärmethermostat ist perfekt für Ihre Laboranforderungen. Mit max. Heiztemperatur von bis zu 300°C, präzise Temperaturregelung und schnelles Aufheizen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Temperatur (°C)	Genauigkeit (°C)	Pumpe (L/Min)	Volumen (L)	Heizleistung (Kw)	Gesamtabmessungen (mm)
KHB6	Ambient-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10				10	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20				20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620