

Hochtemperatur-Konstanttemperatur-Heizzirkulator Wasserbad-Kühler-Zirkulator Für Reaktionsbad

Artikelnummer: KHB-3



Einführung

Effizient und zuverlässig, der KinTek KHB Heizzirkulator ist perfekt für Ihre Laboranforderungen. Mit einer maximalen Heiztemperatur von bis zu 300°C zeichnet er sich durch präzise Temperaturregelung und schnelles Aufheizen aus.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Temperatur (°C)	Genauigkeit (°C)	Pumpe (L/Min)	Volumen (L)	Heizleistung (Kw)	Gesamtmaße (mm)
KHB6	Umgebung-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10				10	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20				20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620