

# Autoklavenmaschine Zur Sterilisation Von Kräuterpulver Für Die Chinesische Medizin

Artikelnummer: KT-Q01



## Einführung

Der Autoklav zur Sterilisation von Kräuterpulver für die chinesische Medizin nutzt gesättigten Dampf für eine effektive Sterilisation. Es nutzt die Wärme- und Durchdringungseigenschaften von Dampf, erreicht nach der Hitzekonservierung eine Sterilisation und sorgt mit einem speziellen Trocknungssystem für einen guten Trocknungseffekt.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikationen	Maße	Kammergröße	Dampfverbrauch	Anzahl Sterilisationstabletts	Elektrizität	Nettogewicht der Ausrüstung
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18 kg	18	2+(24)	900 kg
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25 kg	18	2+(24)	1000 kg
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30 kg	26	3+(36)	1400 kg
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40 kg	26	3+(36)	1600 kg
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45 kg	36	3KW	1700 kg
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50 kg	36	4KW	1800 kg
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60 kg	72	4KW	2000 kg
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65 kg	88	4,5 kW	2500 kg
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75 kg	88	6KW	3000 kg
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90 kg	88	8KW	3500 kg

Spezifikationen	Maße	Kammergröße	Dampfverbrauch	Anzahl Sterilisationstabletts	Elektrizität	Nettogewicht der Ausrüstung
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25 kg	12	1,2+(24)	700 kg
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 kg	12	1,2+(24)	800 kg
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40 kg	36	2,0+(36)	1200 kg
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 kg	36	2,0+(36)	1400 kg
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60 kg	48	2,5 kW	1550 kg
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 kg	72	2,5 kW	1650 kg
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80 kg	96	3,5 kW	1800 kg
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 kg	60	4,5 kW	2200 kg
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120 kg	120	4,5 kW	2600 kg
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140 kg	120	6KW	3000 kg

Spezifikationen	Maße	Kammergröße	Dampfverbrauch	Ozonabbau	Anzahl Sterilisationstablets	Elektrizität	Nettogewicht der Ausrüstung
KT-G0.25J(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25 kg	4	12	2+(24)	980 kg
KT-G0.36J(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 kg	4	12	2+(24)	1080 kg
KT-G0.6J(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40 kg	7	36	3+(36)	1500 kg
KT-G0.8J(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 kg	9	36	3+(36)	1700 kg
KT-G1.0J	1550*1500*1900	1250*680*1180	60 kg	11	48	3KW	1800 kg
KT-G1.2J	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 kg	13	72	4KW	1900 kg
KT-G1.5J	2150*1500*1900	1850*680*1180	80 kg	16	96	4KW	2100 kg
KT-G2.0J	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 kg	20	60	4,5 kW	2600 kg
KT-G2.5J	2350*1850*2200	2000*900*1400	120 kg	25	120	6KW	3100 kg
KT-G3.0J	2750*1850*2200	2400*900*1400	140 kg	30	120	8KW	3600 kg