

Hocheffiziente Keramikperlen Für Die Quechers- Probenvorbereitung

Artikelnummer: KTL-10



Einführung

Verbessern Sie die Probenvorbereitung mit den keramischen Homogenisierungsperten von KINTEK - ideal für QuEChERS, um präzise, kontaminationsfreie Ergebnisse zu gewährleisten. Verbessern Sie jetzt die Analytengewinnung!

[Mehr erfahren](#)

Name des Produkts	Länge	Durchmesser	Geeignetes Rohr	Menge pro Packung
Keramische Homogenisierungsperten	2 cm	1 Zentimeter	15 mL	100 Stück/Flasche
Keramische Homogenisierungsperten	1 cm	0,5 cm	5 ml	100 Stück/Flasche
Keramische Homogenisierungsperten	0,5 cm	0,25 cm	2 mL	200 Stück/Flasche