


Hochreines Germanium (Ge)- Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-GE



Einführung

Erhalten Sie hochwertige Goldmaterialien für Ihren Laborbedarf zu erschwinglichen Preisen. Unsere maßgeschneiderten Goldmaterialien sind in verschiedenen Formen, Größen und Reinheiten erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Entdecken Sie unser Sortiment an Sputtertargets, Beschichtungsmaterialien, Folien, Pulvern und mehr.

[Mehr erfahren](#)