

Hochreines Molybdänoxid (MoO₃) Sputtertarget / Pulver / Draht / Block / Granulat

Artikelnummer: LM-MoO₃



Einführung

Suchen Sie nach hochwertigen Molybdänoxid (MoO₃)-Materialien für Ihren Laborbedarf? Unser Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen zu angemessenen Preisen. Wir bieten eine große Auswahl an Sputtertargets, Beschichtungsmaterialien, Pulvern und mehr. Kontaktiere uns heute!

[Mehr erfahren](#)