


Hochreines Tellur (Te)- Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-TE



Introduction

Entdecken Sie unser Sortiment an hochwertigen Tellur (Te)-Materialien für den Laborgebrauch zu erschwinglichen Preisen. Unser Expertenteam stellt maßgeschneiderte Größen und Reinheiten her, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Kaufen Sie Sputtertargets, Pulver, Barren und mehr.

[Mehr erfahren](#)