


Hochreines Terbium (Tb) Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-TB



Introduction

Kaufen Sie hochwertige Terbium (Tb)-Materialien zu erschwinglichen Preisen für Ihren Laborbedarf. Wir bieten maßgeschneiderte Formen, Größen und Reinheiten an, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Entdecken Sie unser Sortiment an Sputtertargets, Beschichtungen, Pulvern und mehr.

[Mehr erfahren](#)