

Hochgeschwindigkeits-Tischzentrifuge Für Die Verarbeitung Von Blutproben

Artikelnummer: KT-HPD



Einführung

Entdecken Sie die Kintek Tisch-Hochgeschwindigkeitszentrifuge für eine effiziente, stabile und präzise Probenverarbeitung in Ihrem Labor. Ideal für klinische und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Anzeige	LCD-Anzeige
Max. Drehzahl	16.500 U/min
Drehzahlregelgenauigkeit	±10 U/min
Max. RCF	18.757 ×g
Max. Kapazität	12 × 5 ml
Kammerdurchmesser	Φ200 mm
Timerbereich	1s bis 99h 59min
Geräuschpegel	≤65 dB
Stromversorgung	AC 220V±22V 50Hz
Stromverbrauch	420W
Nettogewicht	19 kg
Abmessungen (L×B×H)	360 × 285 × 258 mm