

# Wasserstoffbestimmungssonde Zur Schnellen Messung Des Wasserstoffgehalts Mit Hoher Erfolgsquote

Artikelnummer: KT-T03



## Einführung

Präzise Wasserstoffbestimmungssonde für geschmolzenen Stahl, 0,5-14ppm Bereich,  $\pm 0,15$ ppm Genauigkeit, 96% Erfolgsquote. Optimieren Sie jetzt die Stahlqualität!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produkt-Code	OY-H-900
Messbereich	0,5-14ppm
Genauigkeit	$\pm 0,15$ ppm
Erfolgsrate der Messung	96%
Test-Zeit	30-60s