

Wasserstoffperoxid-Weltraumsterilisator

Artikelnummer: KT-C02



Einführung

Ein Wasserstoffperoxid-Raumsterilisator ist ein Gerät, das verdampftes Wasserstoffperoxid zur Dekontamination geschlossener Räume verwendet. Es tötet Mikroorganismen ab, indem es deren Zellbestandteile und genetisches Material schädigt.

[Mehr erfahren](#)

Stromspannung	Wechselstrom 220V50HZ
Leistung	600W
Sprühvolumen	750 ml/60 Min
Laut	≤ 45 dB (A)
Keimtötend	8%ige H2O2-Lösung
Abmessung (mm)(L* B * H)	500X500X1130
NW	55 kg