


Indium(Ii)-Selenid (Inse)- Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-InSe



Einführung

Suchen Sie nach hochwertigen Indium(II)-Selenid-Materialien für Ihr Labor zu vernünftigen Preisen? Unsere maßgeschneiderten und anpassbaren InSe-Produkte sind in verschiedenen Reinheiten, Formen und Größen erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Wählen Sie aus einer Reihe von Sputtertargets, Beschichtungsmaterialien, Pulvern und mehr.

[Mehr erfahren](#)