

Sputtertarget / Pulver / Draht / Block / Granulat Aus Eisen-Gallium-Legierung (FeGa).

Artikelnummer: LM-FeGa



Einführung

Finden Sie hochwertige Materialien aus Eisen-Gallium-Legierung (FeGa) für den Laborgebrauch zu angemessenen Preisen. Wir passen die Materialien an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Schauen Sie sich unser Angebot an Spezifikationen und Größen an!

[Mehr erfahren](#)