

Labor-Infrarot-Pressform

Artikelnummer: PMID



Einführung

Einfache Entnahme von Proben aus unserer Labor-Infrarot-Pressform für genaue Tests. Ideal für Batterie-, Zement-, Keramik- und andere Probenvorbereitungsuntersuchungen. Anpassbare Größen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Instruments	PMID
Form der Probe	
Material der Matrize	Wolframkarbid
Härte des Eindringkörpers	HRC68-HRC85
Größe der Probe	Φ13 mm(M)
Tiefe der Vertiefung	20mm(N)
Abmessungen	Φ43*78mm(L*H)
Gewicht	0.76Kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe	