

Labor-Backenbrecher

Artikelnummer: KT-PE



Introduction

Zerkleinern Sie harte Proben effizient mit dem Labor-Backenbrecher PE90x150. Perfekt für Legierungen, Mineralien, Baumaterialien und mehr.

[Mehr erfahren](#)

Geeignete Materialien	mittelhart, hart, spröde, hart und zäh
Behandlungsart	zerquetscht
Materialeingabegröße	
Materialausgabegröße	
Backenplattengröße	90 x 150 mm
Backenplattenspalt	0-30 mm
Kollektorstärke	20 L
Material der Backenplatte	Legierter Stahl; Edelstahl; Wolframcarbide
Motorleistung	1500W
Reingewicht	226 kg
Gesamtabmessungen	L450xB850xH980 mm
Geräuschbeschreibung	
Schutzlevel	IP65
Qualitätsstandard	CE
Optionale Funktion	Drehbarer Trichter / Sichtbare Schwungradschutzabdeckung / Trichter staubdicht / Staubsaugeranschluss