

Labor-Tisch-Hochgeschwindigkeits-Kleincentrifuge Für Tieftemperatur-Serumtrennung, Dehydrierungsforschung

Artikelnummer: KT-HSS



Einführung

Kintek Tisch-Hochgeschwindigkeitszentrifuge:
Leistungsstarke 21.000 U/min, präzise
Temperaturregelung. Ideal für klinische und
Forschungslabore.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Anzeigemodus	LCD-Anzeige
Max. Geschwindigkeit	21000 U/min
Genauigkeit der Geschwindigkeitsregelung	±20 U/min
Max. RCF	30642 x g
Max. Kapazität	4 x 750 ml
Spezifikationen Zentrifugierkammer	Φ420mm
Timer-Bereich	1-99 min
Arbeitsgeräusch	≤65 dB
Stromversorgung	AC 220±22V 50Hz
Leistung	750W
Nettogewicht	62 kg
Produktabmessungen (L×B×H)	565×465×395mm