

Labor-Scheibenrührwerk

Artikelnummer: KTL-7



Einführung

Der Laborteller-Rotationsmischer kann Proben gleichmäßig und effektiv zum Mischen, Homogenisieren und Extrahieren rotieren.

[Mehr erfahren](#)

Modell	LC-TD
Bewegungsmodus	Drehung
Spannung	100-240VAC
Frequenz	50/60Hz
Leistung	40W
Winkel	0-90°
Motor-Typ	DC-Motor
Drehzahlbereich	10-70RPM
Bereich der Zeiteinstellung	1-1199min
Betriebsart	Zeitgesteuerter/kontinuierlicher Betrieb
Größe des Produkts	D280×B210×H300mm
Nettogewicht des Produkts	8Kg
Zulässige Umgebungstemperatur	5-40°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	80%RH
Schutzart des Gehäuses	IP21