

Labor-Trockenrohr Aus Glas Trockenmittel-Gasreinigungsrohr

Artikelnummer: KT-GZG



Einführung

Dieses aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigte Labor-Trockenrohr bietet eine außergewöhnliche thermische Stabilität, überlegene chemische Trägheit und eine zuverlässige Feuchtigkeitsabsorption. Schützen Sie empfindliche chemische Reaktionen, Gasreinigungsprozesse und analytische Verfahren mit zuverlässigen Glasgeräten, die für anspruchsvolle Laborforschungsanwendungen entwickelt wurden.

[Mehr erfahren](#)