

## Labor Ito/Fto Leitfähiges Glas Reinigungsblumenkorb

Artikelnummer: PTFE-13



### Einführung

PTFE-Reinigungsgestelle werden hauptsächlich aus Tetrafluorethylen hergestellt. PTFE, bekannt als der "König der Kunststoffe", ist eine Polymerverbindung aus Tetrafluorethylen.

[Mehr erfahren](#)

Durchmesser\*Rillenbreite\*Rillenlänge\*Anwendbare Kapazität

60mm\*1.5mm\*16mm\*250ml Becher/20 Stück

60mm\*2.5mm\*16mm\*250ml Becherglas/20 Stück

60mm\*1.5mm\*21mm\*250ml Becher/20 Stück

60mm\*2.5mm\*21mm\*250ml Becherglas/20 Stück

80mm\*1.5mm\*26mm\*500ml Becherglas/20 Stück

80mm\*2.5mm\*26mm\*500ml Becherglas/20 Stück

80mm\*1.5mm\*31mm\*500ml Becherglas/20 Stück

80mm\*2.5mm\*31mm\*500ml Becherglas/20 Stück

90mm\*2.5mm\*41mm\*1000ml Becher/22 Stück